

Ներքնակերես (намастрасник) (3-5 սմ)


Ranforce 100% քամրակ					700
Հումք	Մշակված միջուկով (3-5 սմ)			Միկրոֆայեր	Շերտավոր միջուկով (քամրակյա, օրթոպեդիկ) (1-2 սմ)
	Չափ	Նոր հումքով	Բուրդ		
Մշակում			Լվացում և մշակում	Միկրոֆայեր	Շերտավոր միջուկով (քամրակյա, օրթոպեդիկ) (1-2 սմ)
*90*200/110*200	18.000 (1,5-2,7 կգ)	13.100	14.500		
120*200	22.900 (1,8-3,0 կգ)	16.400	17.900	15.700	18.900
140*200	26.800 (2,0-3,6 կգ)	19.300	20.800	18.400	22.000
160*200	29.800 (2,3-3,8 կգ)	21.300	23.800	20.200	25.300
180*200	34.700 (2,8-4,0 կգ)	24.700	27.400	23.600	28.500
200*200	38.600 (3,0-4,2 կգ)	27.700	30.200	26.700	31.600
220*200	42.000 (3,3-4,4 կգ)	30.100	32.900	28.700	34.700

Ավանդական ներքնակ (8-10 սմ)

Ավանդական ներքնակների համապատասխան երեսացու					500
Հումք	Նոր բուրդ	Միջուկի հումքը տրամադրելու դեպքում		Միկրոֆայեր	Բամբակ ռեզուլյար
		Մշակում	Լվացում և մշակում		
*90*200/110*200	24.900 (6 - 9 կգ)	15.600	17.600	16.900	26.600 (6 - 8 կգ)
120*200	32.900 (7 - 10 կգ)	20.800	23.100	22.400	35.500 (7 - 9 կգ)
140*200	38.200 (8 - 12 կգ)	24.200	26.800	26.200	41.300 (8 - 10 կգ)
160*200	43.500 (9 - 14 կգ)	27.600	30.500	30.100	47.200 (9 - 12 կգ)
180*200	48.900 (10 - 15 կգ)	31.100	34.300	34.100	53.000 (10 - 13 կգ)
200*200	54.200 (11 - 16 կգ)	34.700	38.200	37.900	59.100 (11 - 14 կգ)
220*200	59.500 (12 - 17 կգ)	38.000	41.800	41.600	64.900 (12 - 15 կգ)

\*Բացառությամբ այս մեկի, որը հաշվվում է փոքրի արժեքով, մնացածը, օրինակ՝ 175\*200-ը՝ 180\*200-ի արժեքով:

\*Նույն քաշով ներքնակի հաստությունը կախված է նաև բրդի որակից:

-  Արտադրամասի բրդով պատրաստած անկողանյին պարագաներ
-  Հանձնարողի կողմից տրամադրված բրդով անկողանյին պարագաներ

Ներքնակերես (намастрасник)

Ranforce 100% բամբակյա

700

Հումք Չափ	Մշակված միջուկով ( 3-5 սմ)				Միկրոֆայբեր	Բամբակ բժշկական	Շերտավոր միջուկով ( բամբակյա, օրթոպեդիկ) ( 1-2 սմ )
	Բուրդ			Նոր հումքով			
	Մշակում	Միջուկի հումքը տրամադրելու դեպքում Լվացում և մշակում					
60*120/65*125	9.800 ( 0,5-1,2 կգ )	6.600	7.200		7.100	11.500	8.500
70*130/140	12.700 ( 0,7-1,3 կգ )	8.400	9.100		8.900	14.600	10.800
70*150-180	13.800 ( 0,9-1,5 կգ )	9.400	10.200		9.900	15.600	11.900
80*160/180	16.400 ( 1,2-2,4 կգ )	11.900	13.200		11.400	18.500	14.000

Սատինե երեսացու

900

Հումք Չափ	Մշակված միջուկով ( 3-5 սմ)				Միկրոֆայբեր	Բամբակ բժշկական	Շերտավոր միջուկով ( բամբակյա, օրթոպեդիկ) ( 1-2 սմ )
	Բուրդ			Նոր հումքով			
	Մշակում	Միջուկի հումքը տրամադրելու դեպքում Լվացում և մշակում					
60*120/65*125	11.400	8.100	8.700		8.500	13.100	10.000
70*130/140	14.400	10.400	11.100		10.800	16.400	12.700
70*150-180	15.500	11.400	12.200		11.800	17.400	13.800
80*160/180	18.800	14.300	15.600		13.700	20.800	16.400

Ավանդական ներքնակ ( 8-10 սմ )

Ranforce կամ ներքնակներին համապատասխան երեսացու 700, 500

Հումք Չափ	Բուրդ			Միկրոֆայբեր	Բամբակ ռեզուլյար	Բամբակ բժշկական	
	Նոր հումքով	Միջուկի հումքը տրամադրելու դեպքում					
		Մշակում	Լվացում և մշակում				
60*120/65*125	13.100 ( 1,9-4,1կգ )	8.400	9.100		8.400	13.200	14.600
70*130/140	16.600 ( 2,3-5,0 կգ )	10.600	11.500		10.700	16.700	18.500
70*150-180	17.800 ( 2,5-5,3 կգ )	11.800	13.000		11.700	17.700	19.500
80*160/180	21.900 ( 3,7-8,2 կգ )	12.600	14.600		13.500	21.100	23.400